



KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ZAKŁADANIU GORSETU - ETAP PRZYGOTOWANIA GORSETU





1. Demontaż części szyjnej:

- 1.1 Odpiąć boczne taśmy łączące peloty potyliczną oraz podbródkową.
 - 1.2 Odkręcić blokadę pręta stabilizującego część szyjną – jedną śrubę odkręcić całkowicie, drugą tylko poluzować. Odchylić blokadę i zdjąć całkowicie uprząż odcinka szyjnego
2. Oddzielić część grzbietową od części brzusznej gorsetu poprzez odpięcie wszystkich taśm.

3. Regulacja części brzusznej gorsetu:

- 3.1 Peloty piersiowe mieszczące powinny być na wysokości mięśnia piersiowego większego, pod obojczykami,
- 3.2 Dystans gorsetu od tułowia wyregulować poprzez dogięcie pelot piersiowych




4. Regulacja części szyjnej/podbródkowej

- 4.1 Ustawić pelotę pod brodą na odpowiedniej wysokości oraz unieruchomić w tej pozycji poprzez dokręcenie śrubami.
- 4.2 Odpowiednio wymodelować pionowy wspornik poprzez jego dogięcie, tak aby zapobiec nadmiernemu wysuwaniu lub cofaniu brody [protrakcja/retrakcja]


5. Regulacja części grzbietowej – uformować metalowe fiszby poprzez doginanie: 2 pionowe

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ZAKŁADANIU GORSETU - ETAP ZAOPATRZENIA PACJENTA

2



6. Część grzbietową wsunąć pod pacjenta:
 - 6.1 Obrócić pacjenta na bok i wsunąć pod plecy pacjenta; ewentualnie:
 - 6.2 Po ugięciu kolan, wsparciu pacjenta na stopach i przedramionach oraz uniesieniu tułowia, wsunąć część grzbietową pod plecy pacjenta.
7. Potożyć stelaż brzuszny na pacjencie i zapinać paski w kolejności jak na rysunku (A - D).



8. Złożyć uprzęż szyjną oraz przykręcić zaczep zdemontowanej części szyjnej, wyregulować kąt ułożenia peloty potylicznej i zapiąć boczne rzepy łączące peloty.
9. W przypadku stosowania gorsetu z wysoką stabilizacją odcinka szyjnego (diadem i halo). Zapiąć dodatkową taśmę na czole oraz 2 taśmy boczne pod brodą na pelocie podbródkowej.