

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puzszkina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



REHA-PROACTIVE

ERH 36

Pas krzyżowo-lędźwiowy niski



ERH 37

Pas krzyżowo-lędźwiowy



ERH 37/1

Pas krzyżowo-lędźwiowy wysoki



REHA-PROACTIVE

ERH 61

Ortopedyczny pas wzmacniający



ORTEZA GORSETOWA TUŁOWIA - ERH 36, ERH 37, ERH 37/1, ERH 61

www.erhem.pl

ORTOTYKA TUŁOWIA

ZASTOSOWANIE

- Profilaktyka
- Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
- Zmiany osteoporotyczne
- Procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- Zmęczeniowe, przeciężeniowe bóle kręgosłupa
- Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe

DZIAŁANIE

- Stabilizują i odciążają obejmowany odcinek kręgosłupa oraz przejście lędźwiowo-krzyżowe.
- Korygują nadmierne pogłębienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.
- Wspomagają pracę mięśni brzucha u osób wykonujących ciężką pracę fizyczną.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ortezy w tylnej części wzmocnione są wyprofilowanymi metalowymi fiszbinami odzwierciedlającymi kształt krzywizn kręgosłupa z możliwością indywidualnego formowania poprzez doginanie.
- Boczne taśmy dociągowe umożliwiają regulację poziomu stabilizacji oraz ustalenie indywidualnej kompresji ortozy.
- Elastyczny i przewiewny materiał zapewnia dobrą wentylację oraz optymalną kompresję.
- Anatomiczny kształt ortez zapewnia komfort użytkowania.
- Praktyczne uchwyty w części brzusznej ortez ułatwiają ich zakładanie i zdejmowanie.

ERH 61

Elastyczna pelota dodatkowo odciąża stawy krzyżowo-biodrowe.

ERH 37; ERH 37/1

Zastosowanie dzianiny welurowej w tylnej części ortez zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury oraz poprawę mikrokrążenia bolesnej okolicy, przyczyniając się do zmniejszenia bólu.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Długotrwałe stosowanie ortozy może doprowadzić do osłabienia lub zaniku mięśni

obejmowanej okolicy, dlatego zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.

- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Zaleca się stosowanie produktu na koszulkę bawełnianą.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze zmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

Guma ortopedyczna. Pianka poliuretanowa pokryta od zewnątrz dzianiną welurową, a od wewnątrz dzianiną bawełnianą (ERH 37; ERH 37/1). Metalowe fiszbin wykonane z nierdzewnej stali. Taśmy Velcro.

KONSERWACJA

- Przed praniem usunąć elementy metalowe.
- Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

