

**WYRÓB INDYWIDUALNY**

■ **MODEL**

- ERH 52/1  
 ERH 67/1 KAFO

■ **KOLOR**

- różowy  
 jasnozielony  
 szary

■ **WERSJA**

- prawa  
 lewa

■ **STAW KOLANOWY**

- spastyczny  
 wiotki  
 przykurcz zgięciowy ..... stopni

■ **ZAMEK STAWU KOLANOWEGO**

**DYNAMIC EXTENSE**

**ERH 1R/15°**

Jednoosiowy zawias z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15°, wyposażony w pneumatyczny mechanizm wyprostny (sitownik)

**MANUAL EXTENSE**

Zawias z płynną regulacją zgięcia i wyprostu (mechanizm ślimakowy)

- standardowy  mały




- obustronnie (zawias manual extense od wewnątrz i zewnątrz)  jednostronnie (zawias manual extense tylko od zewnątrz do wewnątrz)

■ **PNEUMATYCZNY MECHANIZM WYPROSTNY ST. KOLANOWEGO - NEUROEXTENSE**

- z jednym sitownikiem  50N  100N  200N  
 z dwoma sitownikami  50N  100N  200N

■ **REDRESJA STAWU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPROSTU**

- nie (0°)  
 tak (-10°)



**KAFO  
JOINT PLUS**

NUMER ZLECENIA

DANE PACJENTA

Kod pacjenta

Wzrost      Wiek      Waga      Płeć

Uwagi dotyczące dysfunkcji

Lekarz prowadzący

DANE SKLEPU

Firma      NIP

Adres dostawy

Telefon / Osoba kontaktowa

Data pomiaru      Data odbioru      Data dostarczenia

Podpis i pieczęćka

ERHEM

Data przyjęcia      Data dostarczenia

Uwaga! Za błędy w pomiarach odpowiada zamawiający.

UWAGI

**DŁUGOŚCI**

- 1: długość catkowitza stopy (+ 0,5 cm zapas)  
 2: guz piętowy – koniec dystalny 1. k. śródstopia  
 3: guz piętowy – koniec dystalny 5. k. śródstopia  
 4: wysokość ortezi [dot. AFO extra long i DAFO active]  
 5: szpara st. kolanowego – pachwina (oczekiwana dł. ortezi)  
 6: szpara st. kolanowego – brzeg wew. stopy  
 7: szpara st. kolanowego – krętarz  
 8: szerokość przodostopia (koniec dystalny 1k. śródstopia – koniec dystalny 5 k. śródstopia)

**OBWODY**

- A: na wys. brzuśca m. trójkątowego  
 B: w połowie łydki  
 C: nad st. skokowym  
 D: przez piętę  
 E: śródstopia  
 F: przodostopia  
 G: ukośny uda  
 H: uda na wys. pachwiny  
 I: uda 10 cm nad st. kolanowym  
 J: przez st. kolanowy  
 K: przez brzusiec mięśnia trójkątowego  
 L: nad st. skokowym  
 M: na wys. przyczepu początk. przywodziciela

Wypełnij poniższe pola celem określenia charakterystyki i właściwości wyrobu.

**PODUDZIE I STOPA**




- BASIC  AFO extra long  DAFO active
- goleń pochylona  pozycja pośrednia 90°

**WARSTWA WEW.**

- tworzywo PE 1 mm  tworzywo PE 2 mm  silikon 3 mm

**WARSTWA ZEW.**

- tworzywo PE 3 mm  tworzywo PE 4 mm  tworzywo PP 3 mm  tworzywo PP 4 mm



**PAPIER TRANSFEROWY WARSTWY WEW.**


nr.

**KOMPLET PRZEGUBÓW STAWU (DOT. DAFO ACTIVE)**



1

z pełnym zakresem ruchu  
**FULL MOVE**



2A

z ograniczeniem ruchu zg. podszewowego  
**PLANTAR FLEXION BLOCK**




2B

PLENTAR FLEXION BLOCK - 10°



3A

z płynną regulacją zg. grzbietowego stopy  
**SINGLE JOINT MINI**



3B


z płynną regulacją zg. grzbietowego i podszewowego  
**DOUBLE JOINT MAXI**

<b>P</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>L</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DODATKOWE OPCJE**

**EXTRA COMFORT**

**PELOTA POD PALCE**



warstwa wew. w całości wykonana z pianki

- 3 mm



z odciążeniem palucha



bez odciążenia palucha



wyrównanie skrótu



klin regulujący pochylenie голени



klin poszerzający płaszczyznę podparcia (pięta i śródstopie)



antyślizg

- guma  
 pianka

<b>P</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... cm	..... cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>L</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... cm	..... cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**KOREKCJA PRZODOSTOPIA**

Jeżeli nie zostanie zaznaczone, orteza zostanie wykonana wg. podanych miar

**BLOKUJĄCE PROPULSJĘ**



długi brzeg wew. ortezy



długi brzegzew. ortezy

**PEŁNA BLOKADA**

Brzegzew. i wew. do samego końca

- prawa  lewa

**DEFORMACJA WEW.**  
- pelota odciążająca, zagłębienie

- prawa  lewa  prawa  lewa

**DEFORMACJA ZEW.**  
- pelota odciążająca, zagłębienie

- prawa  lewa  prawa  lewa

**ODCIAŻENIE DODATKOWO WYPEŁNIONE PIANKA SOFT, Z PAMIĘCIA**

- prawa  lewa

